


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Qars Para Wb, Ihc, If, Elisa - P47897

Número de artículo: CM0025347



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a QARS humano (Glutaminil-tRNA sintetasa). Validado para WB, IHC, IF, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para la investigación del desarrollo cerebral y la síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	QARS pAb de Conejo
Observaciones/Alias	QARS; GLNRS; MSCCA; PRO2195
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5859
GeneID	5859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 del QARS humano (NP_005042.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P47897
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo