


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rab11A Para Wb, If/Icc, Elisa - P62491

Número de artículo: CM0008703



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra RAB11A humano (P62491), apto para WB, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de reciclaje endocítico y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | RAB11A Rabbit mAb        |
| Observaciones/Alias | YL8; RAB11A              |
| Especie             | Humano                   |
| ID de gen (Humano)  | 8766                     |
| ID de gen           | 8766                     |
| Inmunógeno          | Péptido sintético        |
| Origen              | Conejo                   |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA        |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata      |
| SWISS               | P62491                   |
| Peso de proteína    | 24kDa                    |
| Envío               | Bolsa de hielo           |