


Anticuerpo Policlonal Anti-Rab38 Para Wb, Elisa - P57729

Número de artículo: CM0022288



Introducción

Anticuerpo policlonal producido contra RAB38 humano (NY-MEL-1) para Western Blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata; detecta una banda de 24 kDa. Útil en estudios de biogénesis de melanosomas y tráfico intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra RAB38
Observaciones/Alias	rrGTPbp; NY-MEL-1; RAB38
Especie	Humano
GeneID (humano)	23682
GeneID	23682
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P57729
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo