

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab3Gap2 Para Wb Y Elisa - Q9H2M9

Número de artículo: CM0022007



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a RAB3GAP2 (p150), recomendado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para estudiar la regulación de Rab GTPasa, el tráfico de vesículas y los procesos del neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB3GAP2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	p150; SPG69; MARTS1; WARBM2; RAB3GAP150; RAB3-GAP150; RAB3GAP2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	25782
ID del gen	25782
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9H2M9
Peso de la proteína	156 kDa
Envío	Bolsa de hielo