


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rab8A Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P61006

Número de artículo: CM0002670



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra RAB8A humano (MEL, RAB8). Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de tráfico intracelular, ciliogénesis y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB8A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MEL; RAB8; RAB8A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4218
GeneID	4218
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-207 de RAB8A humano (P61006).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61006
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo