


Anticuerpo Policlonal Anti-Rabgap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3P9

Número de artículo: CM0017989



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a RABGAP1, una proteína activadora de GTPasas Rab involucrada en la función del centrosoma y la progresión del ciclo celular. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona con muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RABGAP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GAPCENA; TBC1D11; RABGAP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23637
GeneID	23637
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 830-1069 de RABGAP1 humano (NP_036329.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y3P9
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo