


Anticuerpo Policlonal Anti-Rad23B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54727

Número de artículo: CM0016451



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Rad23B validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Reconocer la proteína Rad23B de 43 kDa, un factor clave en la reparación del ADN y la desmetilación de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rad23B Rabbit pAb
Notas / Alias	P58; HR23B; HHR23B; Rad23B
Especie	Humano
ID del Gen	5887
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54727
Peso de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo