

Anticuerpo Policlonales Anti-Rad51B Para Wb Y Elisa - O15315

Número de artículo: CM0025556



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAD51B validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón y rata. RAD51B es una proteína de reparación del ADN involucrada en la recombinación homóloga, por lo que este anticuerpo es ideal para investigaciones sobre daño del ADN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAD51B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	REC2; R51H2; RAD51L1; RAD51B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5890
ID de Gen	5890
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-384 de RAD51B humano (NP_598193.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O15315
Peso de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo