

Anticuerpo Policlonal Anti-Rad54B Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y620

Número de artículo: CM0022852

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RAD54B humana (103 kDa, SWISS: Q9Y620) para aplicaciones de Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en reparación del ADN y recombinación homóloga.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAD54B Rabbit pAb
Notas/Alias	RDH54; RAD54B
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	25788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 781-910 de la RAD54B humana (NP_036547.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q9Y620
Peso de la Proteína	103kDa
Envío	Bolsa de hielo