


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rarg Para Wb, Elisa - P13631

Número de artículo: CM0004906



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RARG humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con RARG humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar la señalización del ácido retinoico y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-RARG
Observaciones/Alias	RARC; NR1B3; RARGgamma; RARG
Especie	Humano
ID del Gen	5916
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del RARG humano (NP_000957.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13631
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo