


Anticuerpo Policlonal Anti-Rb Para Wb, If/Icc, Elisa - P06400

Número de artículo: CM0021984



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RB humano (P06400) validado para WB, IF/ICC y ELISA. El inmunógeno recombinante (aa 701-928) detecta la proteína de retinoblastoma de longitud completa de ~106 kDa. Ideal para estudios del ciclo celular, biología tumoral e interacciones huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 701-928 del RB humano (NP_000312.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06400
Peso Proteico	106 kDa
Envío	Bolsa de hielo