

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rbbp5 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q15291

Número de artículo: CM0006522



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo RBBP5 validado para WB, IF, IHC, ELISA en humano, ratón, rata. Dirigido a la proteína 5 de unión a retinoblastoma, un componente central de los complejos metiltransferasa de H3K4 MLL/SET1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBBP5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RBQ3; SWD1; RBBP5
Especie	Humano
ID del Gen	5929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 319-538 de RBBP5 humano (NP_005048.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15291
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo