

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbck1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bym8

Número de artículo: CM0022058



Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra RBCK1 humano (HOIL-1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización de NF- κ B, la ubiquitinación y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-RBCK1
Observaciones/Alias	XAP3; XAP4; HOIL1; PBMEI; PGBM1; RBCK1; RNF54; HOIL-1; ZRANB4; C20orf18; UBCE7IP3; RBCK1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10616
ID de gen	10616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-192 de RBCK1 humano (NP_112506.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYM8
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo