


Anticuerpo Policlonal Anti-Rbm14 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Pk6

Número de artículo: CM0013255



Introducción

RBM14 Conejillo pAb es un anticuerpo policlonal generado contra RBM14 humano (aa 110-220). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar regulación transcripcional, biología del centriolo e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBM14 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	SIP; COAA; PSP2; SYTI1; TMEM137; RBM14
Especie	Humano
ID del Gen	10432
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-220 de RBM14 humano (NP_006319.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PK6
Peso Molecular de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo