

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbm22 Para Wb Y Elisa - Q9Nw64

Número de artículo: CM0016180



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra RBM22 humano (Cwc2, ZC3H16, fSAP47). Validado para WB, ELISA; presenta reacción cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación del espliceosoma y el empalme de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBM22 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Cwc2; ZC3H16; fSAP47; RBM22
Especie	Humano
ID del Gen	55696 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de RBM22 humano (NP_060517.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NW64
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo