


Anticuerpo Policlonal Anti-Rbp4 Para Wb, Elisa - P02753

Número de artículo: CM0015617



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la RBP4 humana (proteína de unión al retinol 4), validado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta niveles endógenos en especies humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del transporte de retinol y el metabolismo de la vitamina A.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBP4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	5950
ID del Gen	5950
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-201 de la RBP4 humana (NP_006735.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02753
Peso de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo