


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rcl1 Para Wb Y Elisa - Q9Y2P8

Número de artículo: CM0025636



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra RCL1 humano (proteína similar a la ciclasa de fosfato terminal 3' de ARN). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para la investigación de la biogénesis ribosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo RCL1
Observaciones/Alias	RNAC; RPCL1; RCL1
Especie	Humano
ID de gen	10171
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de RCL1 humano (NP_005763.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y2P8
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo