

Anticuerpo Policlonal Anti-Reck Para Wb, Elisa - 095980

Número de artículo: CM0028369



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RECK humano (proteína inductora de reversión rica en cisteína con motivos Kazal). Adecuado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de señalización Wnt, angiogénesis y biología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-RECK
Observaciones/Alias	ST15; RECK
Especie	Humano
GenelD (Humano)	8434
GenelD	8434
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-210 de RECK humano (NP_066934.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	095980
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo