


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Reg3A Para Wb, Elisa - Q06141

Número de artículo: CM0019808



Introducción

Valide la expresión de REG3A con este anticuerpo policlonal de conejo, adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta REG3A humana, de ratón y de rata, una lectina tipo C bactericida involucrada en la inflamación y la regeneración tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	REG3A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
Especie	Humano
ID del Gen	5068
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-175 de REG3A humana (NP_002571.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06141
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo