

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Renina Para Wb, If/Icc, Elisa - P00797

Número de artículo: CM0004992



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Renina humana (P00797). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el sistema renina-angiotensina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Renina                                                                                 |
| Observaciones/Alias | RTD; HNFJ2; ADTKD4; Renina                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                      |
| ID del Gen (Humano) | 5972                                                                                                                        |
| ID del Gen          | 5972                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-406AA de la Renina humana (NP_000528.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                    |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                         |
| SWISS               | P00797                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 45kDa                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                              |