


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rest/Nrsf Para Wb, Ip, Elisa - Q13127

Número de artículo: CM0007654



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra REST/NRSF humano (Q13127), validado para WB, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios sobre el silenciamiento de genes neuronales, la remodelación de la cromatina y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra REST/NRSF
Observaciones/Alias	WT6, XBR, HGF5, NRSF, DFNA27, GINGF5, REST/NRSF
Especie	Humano
GeneID	5978
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de REST/NRSF humano (Q13127)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13127
Peso de la proteína	122 kDa
Envío	Bolsa de hielo