


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rest/Nrsf Para If/Icc, Elisa - Q13127

Número de artículo: CM0024564



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a REST/NRSF humano (factor de transcripción silenciador RE1). Validado para IF/ICC y ELISA. Ideal para el estudio de la regulación de genes neuronales, el mantenimiento de células madre y los mecanismos de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	REST/NRSF Rabbit pAb
Notas / Alias	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
Especie	Humano
GeneID	5978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 760-1060 de REST/NRSF humano (NP_001180437.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13127
Peso de la proteína	122kDa
Envío	Bolsa de hielo