


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rest/Nrsf Para Wb, Elisa - Q13127

Número de artículo: CM0024956



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra REST/NRSF, un represor génico neuronal, validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Esencial para la investigación sobre modificación de la cromatina y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	REST/NRSF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
Especie	Humano
ID de Gen	5978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-130 del REST/NRSF humano (NP_005603.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13127
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo