


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rfc1 Para Wb, If/Icc Y Elisa - P35251

Número de artículo: CM0021212



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RFC1 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige al factor de replicación C subunidad 1 (128 kDa), esencial para la carga de PCNA en la replicación del ADN - P35251.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	RFC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A1; RFC; PO-GA; RECC1; CANVAS; MHCBBF; RFC140; RFC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5981
GeneID	5981
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 400-700 de la RFC1 humana (NP_001191676.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35251
Peso proteico	128 kDa
Envío	Bolsa de hielo