

Anticuerpo Policlonal Anti-Rfc3 Para Wb Y Elisa - P40938

Número de artículo: CM0030061



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la RFC3 humana, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta RFC3 en muestras humanas, de ratón y de rata. Esencial para la investigación sobre replicación del ADN y carga de PCNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RFC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RFC38, RFC3
Especie	Humano
GeneID (humano)	5983
GeneID	5983
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la RFC3 humana (NP_002906.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40938
Peso molecular de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo