


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rgap1 Para Wb, Elisa - Q9H0H5

Número de artículo: CM0003317



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo RGAP1 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce RGAP1 humano (proteína activadora de GTPasa Rac 1), un regulador clave de la citocinesis. Adecuado para investigación en ciclo celular, cáncer y hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RGAP1 Ac. m. de Conejo
Observaciones/Alias	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	29127
ID del Gen	29127
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de RGAP1 humano (Q9H0H5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H0H5
Peso Proteico	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo