


Anticuerpo Policlonal Anti-Rgs14 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 043566

Número de artículo: CM0030142



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RGS14 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a una proteína de 61 kDa; ideal para investigación de señalización de GPCR y memoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RGS14 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RGS14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10636
GeneID	10636
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-510 de RGS14 humano (NP_006471.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43566
Peso Proteico	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo