

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rgs20 Para Wb Y Elisa - 076081

Número de artículo: CM0025850

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RGS20 generado contra RGS20 humano recombinante (aa 1-241). Validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige al regulador de la señalización de proteínas G 20, una proteína GTPasa activadora selectiva para Gz que participa en la inhibición de la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RGS20 Rabbit pAb
Notas / Alias	RGSZ1; ZGAP1; gz-GAP; g(z)GAP; RGS20
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8601
GeneID	8601
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-241 de la RGS20 humana (NP_003693.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	076081
Peso molecular de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo