

Anticuerpo Policlonal Anti-Rhbdf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Cc6

Número de artículo: CM0024121

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-RHBDF1 (conejo) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Dirigido contra la proteína romboide inactiva 1 humana (iRhom1), reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de señalización de EGFR y transporte de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RHBDF1 Conejo pAb
Observaciones/Alías	Dist1; hDist1; C16orf8; EGFR-RS; gen-89; gen-90; RHBDF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64285
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-400 de RHBDF1 humano (NP_071895.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96CC6
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo