

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rhobtb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byz6

Número de artículo: CM0019933

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RHOBTB2 humano (DBC2/p83). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de proliferación celular y apoptosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | RHOBTB2 pAb de Conejo                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | p83, DBC2, DEE64, EIEE64, RHOBTB2                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| GenelD (Humano)     | 23221                                                                                                                                    |
| GenelD              | 23221                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-480 del RHOBTB2 humano (NP_001153508.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                      |
| SWISS               | Q9BYZ6                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 83kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |