

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rhoc (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P08134

Número de artículo: CM0014664



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO que se dirige a RhoC (P08134). Diseñado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y rata. Permite la investigación del papel de RhoC en la transducción de señales, la dinámica del citoesqueleto y la citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] RhoC pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; oC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	389
GeneID	389
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-193 de RhoC humano (NP_786886.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P08134
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo