


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rhogap (P190-B) Para Wb, Ip, Elisa - Q13017

Número de artículo: CM0007667



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra RhoGAP (p190-B, ARHGAP5). Validado para WB, IP y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudios de la señalización de las GTPasas Rho, la migración celular y la dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-RhoGAP
Observaciones/alias	GFI2; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
Especie	Humano
GeneID (humano)	394
GeneID	394
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1150-1300 de RhoGAP humano (Q13017)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13017
Peso de la proteína	172 kDa
Envío	Bolsa de hielo