


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rims2 Para Wb, Elisa - Q9Uq26

Número de artículo: CM0017932



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RIMS2, adecuado para aplicaciones de WB y ELISA con reactividad cruzada hacia humano y rata. Ideal para estudiar la exocitosis sináptica y vías neurológicas relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RIMS2
Observaciones/Alias	OBOE; RIM2; CRSDS; RAB3IP3; RIMS2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9699
ID del Gen	9699
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de RIMS2 humano (NP_055492.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9UQ26
Peso Proteico	160kDa
Envío	Bolsa de hielo