


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ring1B/Rnf2 Para Wb, Ip Y Elisa - Q99496

Número de artículo: CM0009853



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra RING1B/RNF2 humano (RING2). Validado para WB, IP y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Esencial para el estudio de la represión por Polycomb y la ubiquitinación de la histona H2A.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-RING1B/RNF2
Observaciones/alias	BAP1, DING, BAP-1, HIP13, RING2, LUSYAM, RING1B, RING1B/RNF2
Especie	Humano
GeneID (humano)	6045
GeneID	6045
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 100-200 de RING1B/RNF2 humano, Q99496)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q99496
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo