


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Riox2/Mina53 Para Wb Y Elisa - Q8Iuf8

Número de artículo: CM0002516



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo RIOX2/MINA53 validado para WB y ELISA, que reconoce RIOX2 humano, de ratón y de rata. Esta desmetilasa de lisina e hidroxilasa ribosomal está involucrada en el crecimiento celular, la biogénesis de ribosomas y está regulada al alza en cánceres. Ideal para investigación en epigenética y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RIOX2/MINA53 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ROX; MDIG; MINA; NO52; JMJD10; MINA53; RIOX2/MINA53
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84864
Inmunógeno	Péptido Sintético (aa 350-450 de RIOX2/MINA53 humano, Q8IUF8)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IUF8
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo