

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rip3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9QzL0

Número de artículo: CM0005582



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-RIP3 para la investigación de necroptosis y apoptosis en ratón. Validado para aplicaciones de western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Inmunógeno recombinante de los aminoácidos 320-420 del RIP3 de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RIP3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Rip3; 2610528K09Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	11035
GeneID	56532
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 320-420 del RIP3 de ratón (NP_064339.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9QZL0
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo