


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ripk1/Rip (Validado Por Ko) Para Wb, Ip, Elisa - Q13546

Número de artículo: CM0004620



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra RIPK1/RIP humano. Adecuado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. El inmunógeno recombinante abarca los aa 465-671; detecta isoformas de ~76/71 kDa. Regulador clave de la apoptosis, necroptosis e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Anticuerpo Monoclonal de Conejo RIPK1/RIP
Observaciones/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8737
ID del Gen	8737
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 465-671 de RIPK1/RIP humano (NP_003795.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13546
Peso Molecular de la Proteína	76 kDa/71 kDa
Envío	Bolsa de hielo