

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rnf14 Para Wb, Elisa - Q9Ubs8

Número de artículo: CM0003601

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-RNF14 validado para WB y ELISA. Detecta RNF14 humano, de ratón y de rata, una ligasa E3 clave en el control de calidad de la traducción y la señalización Wnt. Ideal para investigación de mecanismos y diagnósticos.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	RNF14 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ARA54; HFB30; TRIAD2; HRIHFB2038; RNF14
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9604
ID de gen	9604
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBS8
Peso proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo