


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rnf7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubf6

Número de artículo: CM0004145



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la RNF7 humana (SAG/ROC2/RBX2/CKBBP1). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para investigación en ubiquitinación y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-RNF7
Observaciones/Alias	SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9616
ID del Gen	9616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-113 de la RNF7 humana (NP_055060.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBF6
Peso Molecular de la Proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo