


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnf7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubf6

Número de artículo: CM0030429



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a RNF7 (también conocido como ROC2, SAG). Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA con muestras humanas. Reconoce una proteína de 13 kDa (UniProt: Q9UBF6) implicada en complejos de ligasa cullin-RING.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7
Especie	Humano
GeneID	9616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-113 del RNF7 humano (NP_055060.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBF6
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo