


Anticuerpo Policloal Anti-Rogdi Para Wb, Elisa - Q9Gzn7

Número de artículo: CM0025354



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la ROGDI humana, validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia y estudios de modelos de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ROGDI Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KTZ5; RAV2; ROGDI1; ROGDI
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	79641
ID del Gen	79641
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la ROGDI humana (NP_078865.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9GZN7
Peso Molecular	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo