


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpf2 Para Wb, Elisa - Q9H7B2

Número de artículo: CM0023401



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo RPF2 validado para Western blot y ELISA. Detecta RPF2 humano, de ratón y de rata, una proteína nucleolar implicada en el ensamblaje de la subunidad grande del ribosoma. Adecuado para la investigación de la biogénesis del ribosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BXDC1; bA397G5.4; RPF2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	84154
GenelD	84154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-306 del RPF2 humano (NP_115570.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H7B2
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo