


Anticuerpo Policlonal Anti-Rpgr Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92834

Número de artículo: CM0024606



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RPGR humano (Q92834) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta RPGR humano, de ratón y de rata, un GEF crítico para el tráfico ciliar y la homeostasis de la retina. Ideal para la investigación de la visión y las ciliopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPGR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6103
ID de Gen	6103
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del RPGR humano (NP_001030025.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92834
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo