

Anticuerpo Policlonal Anti-Rph3Al Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Une2

Número de artículo: CM0026466

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a RPH3AL (NOC2), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta RPH3AL humano y de ratón, una proteína efectora de Rab crucial para la exocitosis regulada en células endocrinas y exocrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPH3AL Rabbit pAb
Notas/Alias	NOC2; RPH3AL
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9501
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 161-315 de RPH3AL humano (NP_008918.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UNE2
Peso de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo