

Anticuerpo Policlonal Anti-Rpl13 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Número de artículo: CM0026772



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína ribosómica 60S L13 humana (RPL13). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Apto para investigación de función ribosómica y desarrollo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL13 Conejo pAb
Observaciones/Alias	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	6137
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-211 de la RPL13 humana (NP_150254.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26373
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo