


Anticuerpo Policlonal Anti-Rpl18A Para Wb Y Elisa - Q02543

Número de artículo: CM0023581



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPL18A humana (proteína ribosomal 60S L18a/eL20), validado para Western blot y ELISA. Detecta niveles endógenos en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en biología ribosomal y control de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL18A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	L18A; eL20; RPL18A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6142
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-176 de RPL18A humana (NP_000971.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02543
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo