

Anticuerpo Policlonal Anti-Rpl19 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84098

Número de artículo: CM0023687



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPL19 humano (proteína ribosomal 60S L19). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios ribosomales y de traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL19 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L19; eL19; RPL19
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6143
GeneID	6143
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del RPL19 humano (NP_000972.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84098
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo