

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rpl26L1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Unx3

Número de artículo: CM0010495

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína ribosomal humana RPL26L1 (similar a uL24), que detecta una proteína de 17 kDa. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en ribosomas y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo RPL26L1
Observaciones/Alias	RPL26P1; RPL26L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51121
GeneID	51121
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la proteína humana RPL26L1 (Q9UNX3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNX3
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo