

Anticuerpo Policlonico Anti-Rpl35 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42766

Número de artículo: CM0020162



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPL35 humano (proteína ribosomal 60S L35), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de ribosomas y estudios de síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL35 Rabbit pAb
Notas/Alias	L35; uL29; DBA19; RPL35
Especie	Humano
GenelD (Humano)	11224
GenelD	11224
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-120 de la RPL35 humana (NP_009140.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42766
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo