


Anticuerpo Policlonal Anti-Rpl37 Para Wb, Elisa - P61927

Número de artículo: CM0019248



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente la proteína ribosómica L37 de la subunidad 60S humana (RPL37), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de los ribosomas y la síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL37 Rabbit pAb
Observaciones/alias	L37; eL37; RPL37
Especie	Humana
ID del gen	6167
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-97 de RPL37 humana (NP_000988.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P61927
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo